



FS

Filtration units Фильтровальные агрегаты Unidades de filtración

Wide range of compressed air treatment units depending on the air quality requirements (solid particle filtration, CO reduction, NOx reduction).

Широкий диапазон аксессуаров обработки воздуха в зависимости от требований к качеству воздуха (фильтрация плотных частиц, снижение уровня CO и NOx).

Amplia gama de unidades de tratamiento de aire comprimido según los requisitos de calidad del aire (filtración de partículas sólidas, reducción del CO, reducción del NOx).



Technical specification	FS	
Filtration capacity	0 - 2000	l.min ⁻¹
Degree of filtration	30/ 5/ 0.3/ 0.01	µm
Draining of condensed water	automatic/ semi-automatic	

Technical modifications are subject to change.

Технические параметры	FS	
Количество отфильтрованного воздуха	0 - 2000	л.мин ⁻¹
Степень фильтрации	30/ 5/ 0.3/ 0.01	µm
Слив конденсата	автоматический/ полуавтоматический	

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в данные указанные в каталоге.

Especificaciones técnicas	FS	
Capacidad de filtración	0 - 2000	l.min ⁻¹
Grado de filtración	30/ 5/ 0.3/ 0.01	µm
Drenaje del agua condensada	automático/ semiautomático	

Las modificaciones técnicas están sujetas a cambios.

SD30

Mobile cart Тележка Carro

- compatible with compressor DK50 DS, DK50 DE
- designed for securing of respiratory ventilator
- optional accessories – humidifier holder
- braked wheels
- для компрессора DK50 DS, DK50 DE
- предназначена для крепления ИВЛ аппарата
- дополнительные аксессуары – держатель увлажнителя
- колесика с тормозами
- compatible con los compresores DK50 DS, DK50 DE
- diseñado para sujetar el ventilador respiratorio
- accesorios opcionales - soporte para el humidificador
- ruedas con freno



Technical specification	SD30	
Loading capacity without compressor	25	kg
Loading capacity with compressor	30	kg

Technical modifications are subject to change.

Технические параметры	SD30	
Способность подъемная без компрессора	25	кг
Способность подъемная с компрессором	30	кг

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в данные указанные в каталоге.

Especificaciones técnicas	SD30	
Capacidad de carga sin compresor	25	kg
Capacidad de carga con compresor	30	kg

Las modificaciones técnicas están sujetas a cambios.