



DK50 DE low flow

Small and compact medical compressors
Малый и компактный медицинский компрессор
Compresores médicos pequeños y compactos

- compact
- reliable
- easy maintenance
- easy to use

- компактный
- надежный
- удобный в обслуживании
- простой в использовании

- compacto
- fiable
- mantenimiento sencillo
- fácil de utilizar



Technical specification	DK50 DE low flow		
Nominal voltage and frequency *1	230, 50/60	110-120, 60	V, Hz
Compressor efficiency	20		l.min ⁻¹ /3,5bar
Filtration of air to	5		µm
Dew point depression at 3 bar, 20°C	5°C under the ambient temperature		
Outlet connection	DISS 1160-A (3/4"-16 UNF)		
Mode of the operation	Continuous - S1		
Classification according to MDD 93 / 42 / EEC, 2007 / 47 / EC	class IIb		
Noise level	≤48 (50Hz)	≤49 (60Hz)	dB [A]
Dimensions (w x d x h) *2	270 x 395 x 400 mm		
Weight *2	23 kg		

Технические параметры	DK50 DE low flow		
Номинальное напряжение, частота*1	230, 50/60	110-120, 60	V, Hz
Производительность компрессора	20		l.min ⁻¹ /3,5bar
Степень фильтрации	5		µm
Понижение точки росы при 3 бар, 20°С	5°С градусов ниже температуры окружающей среды		
Коннекторы на выходе	DISS 1160-A (3/4"-16 UNF)		
Режим работы	Непрерывный - S1		
Классификация согласно MDD 93 / 42 / EEC, 2007 / 47 / EC	класс IIb		
Уровень шума	≤48 (50Hz)	≤49 (60Hz)	dB [A]
Размеры (ш x л x в) *2	270 x 395 x 400 mm		
Вес *2	23 kg		

Especificaciones técnicas	DK50 DE low flow		
Frecuencia y tensión nominal *1	230, 50/60	110-120, 60	V, Hz
Eficiencia del compresor	20		l.min ⁻¹ /3,5bar
Filtración de aire a	5		µm
Depresión del punto de rocío a 3 bar, 20 °C	5°C a temperatura ambiente		
Conexión de salida	DISS 1160-A (3/4"-16 UNF)		
Modo de funcionamiento	Continuado - S1		
Clasificación según MDD 93/ 42/ EEC, 2007/ 47/ EC	clase IIb		
Nivel de ruido	≤48 (50Hz)	≤49 (60Hz)	dB [A]
Dimensiones (an. x pr. x al.) *2	270 x 395 x 400 mm		
Peso *2	23 kg		

*1 Please specify voltage and frequency in the order. *2 Data on weight and dimension are for informational purposes only. They depend on particular version of the product.

*1 Под заказ - требуемое напряжение просим указать в заявке. *2 Данные о весе и габаритах имеют информативный характер. Зависят от конкретной версии данного изделия.

*1 Por favor, indique la frecuencia y la tensión en el pedido. *2 Los datos sobre peso y dimensión son solo para fines informativos. Dependen de una versión particular del producto.