



FS

Filtration units Фильтровальные агрегаты Unidades de filtración

Wide range of compressed air treatment units depending on the air quality requirements (solid particle filtration, CO reduction, NOx reduction).

Широкий диапазон аксессуаров обработки воздуха в зависимости от требований к качеству воздуха (фильтрация плотных частиц, снижение уровня CO и Nox).

Amplia gama de unidades de tratamiento de aire comprimido según los requisitos de calidad del aire (filtración de partículas sólidas, reducción del CO, reducción del NOx).



Technical specification	FS	
Filtration capacity	0 - 2000	l.min ⁻¹
Degree of filtration	30/ 5/ 0.3/ 0.01	µm
Draining of condensed water	automatic/ semi-automatic	

Технические параметры	FS	
Количество отфильтрованного воздуха	0 - 2000	l.min ⁻¹
Степень фильтрации	30/ 5/ 0.3/ 0.01	µm
Слив конденсата	автоматический/ полуавтоматический	

Especificaciones técnicas	FS	
Capacidad de filtración	0 - 2000	l.min ⁻¹
Grado de filtración	30/ 5/ 0.3/ 0.01	µm
Drenaje del agua condensada	automático/ semiautomático	

SD30

Mobile cart Тележка Carro

- compatible with compressor DK50 DS, DK50 DE
- designed for securing of respiratory ventilator
- optional accessories – humidifier holder
- braked wheels

- для компрессора DK50 DS, DK50 DE
- предназначена для крепления ИВЛ аппарата
- дополнительные аксессуары – держатель увлажнителя
- колесика с тормозами

- compatible con los compresores DK50 DS, DK50 DE
- diseñado para sujetar el ventilador respiratorio
- accesorios opcionales - soporte para el humidificador
- ruedas con freno



Technical specification	SD30	
Loading capacity without compressor *	25	kg
Loading capacity with compressor *	30	kg

Технические параметры	SD30	
Способность подъемная без компрессора *	25	kg
Способность подъемная с компрессором *	30	kg

Especificaciones técnicas	SD30	
Capacidad de carga sin compresor *	25	kg
Capacidad de carga con compresor *	30	kg

*Data on weight and dimension are for informational purposes only. They depend on particular version of the product.

*Данные о весе и габаритах имеют информативный характер. Зависят от конкретной версии данного изделия.

* Los datos sobre peso y dimensión son solo para fines informativos. Dependen de una versión particular del producto.