




DO 2.1

Odsávačka
Stomatologiczna jednostka ssąca
Стоматологическое вакуумное устройство

- zdroj vákuua pre stomatologickú súpravu
- źródło podciśnienia dla fotela dentystycznego
- источник вакуума для стоматологического кресла



Prislušenstvo/ Akcesoria/ Принадлежности: **BOX** **DS**

	DO 2.1 Z	DO 2.1	DO 2.1-10 Z	DO 2.1-10
BOX	-	✓	-	✓
(max)	1100 l.min ⁻¹	1100 l.min ⁻¹	1100 l.min ⁻¹	1100 l.min ⁻¹
(max)	12 kPa	12 kPa	12 kPa	12 kPa
S1-S3	S1 - 100%	S1 - 100%	S1 - 100%	S1 - 100%
	≤ 58 dB(A)	≤ 46 dB(A)	≤ 58 dB(A)	≤ 46 dB(A)

DO M

Mobilné odsávacie zariadenie
Przenośna jednostka ssąca
Передвижное вакуумное устройство

- Je určená pre potreby stomatologickej praxe k odsávaniu, odlúčeniu a zachyteniu odpadu do vstavanej separačnej nádoby.
- Przeznaczona do gabinetów stomatologicznych. Umożliwia odsysanie, separowanie i wychwytywanie zanieczyszczeń do wbudowanego naczynia.
- Предназначено для стоматологических процедур, таких как аспирация, отделение и улавливание отходов во встроенный сепаратор.



	DO M
BOX	✓
(max)	1100 l.min ⁻¹
(max)	12 kPa
S1-S3	S1 - 100%
	≤ 48 dB(A)