



Tlmič hluku
Tłumik wydechu
Глушитель для вакуумного устройства

- Zníži hlučnosť odsávačky až o 4 dB(A). Vhodné použiť v prípade vyústenia výfuku z odsávačky mimo ordináciu.
- Zmniejsza poziom hałasu jednostki ssącej o 4 dB(A). Do użytku, gdy wydech ssania znajduje się poza gabinetem.
- Понижает уровень шума вакуумного устройства на 4 дБ(А). Используется, для монтажа вне хирургического кабинета.


| | DS1 | DS6 | DS7 |
|---|-------------------------------|-------------|-------|
| Pre výrobok Dla produktu Для модели | DO 2.1, DUO, DUO 2V, DUO 2 | DUO, DUO 2V | DUO 2 |



Tlmič hluku na stenu
Tłumik wydechu do montażu na ścianie
Глушитель для вакуумного устройства(настенный монтаж)

- Zníži hlučnosť odsávačky až o 4 dB(A). Tlmič je možné dodať aj s bakteriologickým filtrom, ktorý je vhodný pre inštaláciu priamo v ordinácii.
- Zmniejsza poziom hałasu jednostki ssącej o 4 dB(A). Dostępny w wersji z filtrem HEPA. Taka jednostka może być montowana w gabinecie stomatologicznym.
- Понижает уровень шума вакуумного устройства на 4 дБ(А). Доступна версия с фильтром HEPA, подходящая для монтажа внутри хирургического кабинета.

| | DS2 |
|---|----------------------------|
| Pre výrobok Dla produktu Для модели | DO 2.1, DUO, DUO 2V, DUO 2 |



Tlmič hluku s bakteriologickým filtrom
Tłumik wydechu z filtrem HEPA
Глушитель для вакуумного устройства с фильтром HEPA

- Zníži hlučnosť odsávačky až o 4 dB(A). Vhodný pre inštaláciu do zariadení DO a DUO s výfukom vzduchu v ordinácii.
- Zmniejsza poziom hałasu jednostki ssącej o 4 dB(A). Odpowiedni do montażu w systemach DO, DUO z wydechem w gabinecie.
- Понижает уровень шума вакуумного устройства на 4 дБ(А). Подходит для установки в системах DO и DUO с монтажом внутри хирургического кабинета.

| | DS3 | DS4 | DS5 |
|---|--------|-------------|-------|
| Pre výrobok Dla produktu Для модели | DO 2.1 | DUO, DUO 2V | DUO 2 |