

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

№ PV-1/2010/RQ

Производитель:

ООО „ЕКОМ“

Адрес:

ул. Приемыселна, 5031/18
921 01, Пиештяны
Словацкая Республика
идентификационный номер организации: 31416519

Изделие:

Наименование изделия:

Дентальный компрессор

Тип:

DK50 B, DK50 BS, DK50 I, DK50 H, DK50C, DK50 K, DK50 P, DK50 M, DK50 Z, DK50 Z/K, DK50 S, DK50 S/K, DK50-10 I, DK50-10 Z, DK50-10 Z/K, DK50-10 S, DK50-10 S/K, DK50-10 Z/M, DK50-10 S/M, DK50 PLUS, DK50 PLUS/K, DK50 PLUS/M, DK50 PLUS S, DK50 PLUS S/K, DK50 PLUS S/M, DK50 2V, DK50 2V/K, DK50 2V/M, DK50 2VS, DK50 2VS/K, DK50 2VS/M, DK50 2V/110, DK50 2V/110/K, DK50 2V/110/M, DK50 2V/110S, DK50 2V/110S/K, DK50 2V/110S/M, DK50 2x2V/110, DK50 2x2V/110/K, DK50 2x2V/110/M, DK50 2x2V/110S, DK50 2x2V/110S/K, DK50 2x2V/110S/M, DK50 4x2V/M, DK50 4x2V, DK50 6x2V/M, DK50 6x2V, DK50 4x2VT/M, DK50 6x2VT/M, DK50 9x2VT/M, DK50 12x2VT/M, DK50 15x2VT/M, DK50 4x2VT, DK50 6x2VT, DK50 9x2VT, DK50 12x2VT, DK50 15x2VT, DO 2.1, DO 2.1T, DO 2.1Z, DO 2.1TZ, DO 2.1-10, DO 2.1-10T, DO 2.1-10Z, DO 2.1-10TZ, DO-M, DUO, DUO 2V, DUO/M, DUO 2V/M, DUO T, DUO T/M, DUO 2VT, DUO 2VT/M, DUO 2, DUO 2/M, DUO 2T, DUO 2T/M

Производитель заявляет, что измеритель давления, используемый в вышеуказанных компрессорах, имеет индикативный характер и служит только для информирования обслуживающего персонала о наличии давления в оборудовании.

Измеритель давления не предназначен для измерения давления в пневматической системе. В целях регулировки элементов пневматической системы необходимо использовать независимый калиброванный манометр, имеющий необходимую точность.

г. Пиештяны, 23.4.2010 г.



.....
инж. Владимир Батора
директор

