



*Требуемая документация к рекламации*

Чтобы ускорить и упростить решение рекламации на наши компрессоры Ekom spol. s r.o. просит своих уважаемых партнеров и заказчиков в случае рекламации предоставить следующую фотодокументацию.

**В случае повреждения компонента компрессора кроме нижеуказанной фотодокументации просим сделать также и фотографию поврежденного компонента.**

Спасибо за понимание.

Просим сделать фотографии следующих частей компрессора:

1. Сделайте общую фотографию компрессора в помещении где он инсталлирован



2. Сделайте фотографию входного фильтра





3. Сделайте фотографию прозводственного щитка, где указан номер компрессора (на задней стороне компрессора)



4. Сделайте фотографию манометра и индикатора влажности (во время работы компрессора)




5. Сделайте фотографию счетчика отработанных часов.




6. Сделайте фотографию компрессора после снятия металлического кожуха.

6.a Сделайте детальную фотографию фильтров



6б. Сделайте фотографию платы






7. Сделайте детальную фотографию агрегата



8. Сделайте фотографию соленоидного клапана



9. Сделайте фотографию шкафа кривошипа  
после снятия крышки кривошипа



**СПАСИБО ☺**