

РЕГУЛЯРНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ



Информация о техническом обслуживании или ремонте-пожалуйста, отметьте выполняемые действия

Серийный номер продукта:	
Вид продукции:	
Показание счетчика часов (если имеется) ИЛИ Количество лет эксплуатации (с момента установки)	

А. Регулярное техническое обслуживание – пожалуйста, отметьте выполненные работы

Рекомендуемые интервалы обслуживания (следуйте указанным условиям рабочей среды в руководстве пользователя)	Без счетчика часов			Со счетчиком часов
	При каждом осмотре	Каждый год	Каждые 2 года	Каждые 2000 часов
Очистка оборудования (охладитель, вентилятор) ^{1/}	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>
Тест на утечку (мыльной водой) ^{1/}	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>
Проверка электрических соединений ^{1/}	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>
Проверка предохранительного клапана ^{1/}	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>
Замена входного фильтра ^{1/}	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Замена входного предварительного фильтра (2V, 4VR компрессоры) ^{1/}	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Замена фильтра мембранного осушителя и элементов микрофильтров (для компрессора с осушителем) ^{1/}	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>

В. Ремонтная служба (перечислите замененные детали и их количество)

Наименование и артикул запасной части	Кол-во

С. Общая оценка продукта после обслуживания (пожалуйста опишите):

--

Дата обслуживания / ремонта		Наименование сервисной компании	
Фамилия сервисного инженера и подпись			

^{1/} для подробной информации о конкретных действиях, пожалуйста, сверьтесь руководством пользователя
^{2/} версии этого отчета на других языках доступны на веб-странице Ekom в разделе Сервисно-торговая зона.
^{3/} если требуется большее количество отчетов, чем указано в буклете, пожалуйста, сделайте копию или загрузите ее с веб-страницы Ekom - раздел Формы в Сервисно-торговой зоне